版本: 240425

Bolton 增菌培养基基础说明书

【货号】CM182A

【用途】

用于弯曲菌的选择性增菌培养。(SN 标准)

【规格】100g/瓶 【成分】(g/L)

肉胨	10.0
水解乳蛋白	5.0
酵母浸粉	5.0
氯化钠	5.0
氯化血红素	0.01
丙酮酸钠	0.5
α-酮戊二酸	1.0
重亚硫酸钠	0.5
无水碳酸钠	0.6

附加试剂:

无菌裂解羊血	$50.0 \mathrm{mL/L}$	
头孢菌素钠	20.0mg/L	
甲氧苄胺嘧啶乳酸盐	20.0mg/L	
万古霉素	20.0mg/L	
两性霉素 B	50.0mg/L	

【pH值】

 7.4 ± 0.2 (25°C)

【原理】

动物组织酶解物、乳白蛋白水解物提供碳、氮源;酵母浸粉提供各种维生素;氯化钠维持培养基均衡的渗透压;丙酮酸钠和偏亚硫酸氢钠能中和培养基的有毒物质,也能增强培养基的空气耐受力; a-酮戊二酸提供生长因子,促进空肠弯曲菌的生长;碳酸钠提供空肠弯曲菌最有利的酸碱环境;头孢哌酮和多粘菌素 B 抑制革兰氏阴性菌;万古霉素和三甲氧苄氨嘧啶抑制革兰氏阳性菌;两性霉素 B 抑制酵母和真菌的生长

【用法】

- 1、称取 27.6g 于 1L 蒸馏水中,加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌 15min。
- 2、冷却至 45℃左右,每 100mL 基础中无菌加入脱纤维马(羊)血 5mL 和 P-113 弯曲菌增菌肉汤添加剂一支,混匀备用。

【注意事项】

培养基基础冷却至50℃左右,加入附加试剂,避免温度过高,附加试剂失效。

注:根据培养基的实际用量,称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】



质控菌株	评定标准 (生长率和选择性)	检测结果	特征性反应
空肠弯曲杆菌	生长率:在 Skirrow 平板上	 上,白 亿	不溶血,边缘透明白色至棕黄
BBA 1153	生长良好	生长良好	色,菌落凸起,边缘不整齐
结肠弯曲杆菌	生长率: 在 Skirrow 平板上	化 L 白 fz	不溶血,边缘透明白色至棕黄
ATCC 43478	生长良好	生长良好	色,菌落凸起,边缘不整齐
大肠埃希氏菌	选择性:在 Skirrow 平板上	+m华II	
ATCC 25922	不生长	抑制	-

备注: 培养条件: 微需氧 42°C/48-72h

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书(MSDS)可登录陆桥网站 https://www.beijinglandbridge.com/, 在"质检报告"和"MSDS"页面,输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的,不用于临床诊断或治疗。