

## 新生霉素（B）使用说明书

**【货号】** P-10B

**【用途】**

1. 用于配置改良 EC 肉汤（mEC+n）（FDA BAM、GB、SN 标准）；
2. 用于配置含新生霉素的改良胰蛋白胨大豆液体培养基（mTSB+N）（SN 标准）。

**【规格】** 4.5mg/支×5

**【成分】**

新生霉素

**【用法】**

1. 无菌加入 P-10B 新生霉素（B）一支至 225mL 高压灭菌后冷却至 50℃的 CM104A 改良 EC 肉汤（mEC+n）基础中，混合均匀后制成改良 EC 肉汤（mEC+n）；
2. 无菌加入 P-10B 新生霉素（B）一支至 225mL 高压灭菌后冷却至 50℃的 CM196 改良胰蛋白胨大豆液体培养基基础中，混合均匀后制成含新生霉素的改良胰蛋白胨大豆液体培养基（mTSB+N）。

**【保存】**

2-8℃避光保存两年。

**【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。