

新生霉素（C）使用说明书

【货号】 P-10C

【用途】 用于配置 CIN-1 培养基。

【规格】 0.25mg/支×5

【成分】 新生霉素

【用法】

无菌加入 P-10C 新生霉素（C）、P-87A 头孢菌素和 P-88 10%氯化锶各 1 支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50°C 的 CM150 CIN-1 培养基基础中，混合均匀后制成 CIN-1 培养基。

【保存】

2°C-8°C 避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。