

4% TTC 溶液使用说明书

【货号】 P-79A

【用途】 用于弯曲菌的 TTC 试验。（GB 标准）

【规格】 1mL/支×5

【成分】

4% TTC

【用法】

临用前往 CM129 TTC 琼脂基础中加入 TTC 0.4g/L，氯化血红素 0.005g/L，维生素 K1 0.001g/L，混匀后备用。

【保存】

2°C-8°C避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>,

在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。